



RAYMill C

光学印象データを素早く、しかも高精度でミリング。
データは汎用性の高いSTLデータ（オープンシステム）。
スキャナーとの組み合わせで、
ワンデートリートメントを加速させます。

高精度

0.3 mm

薄いベニアにも高精度に対応

簡便な操作方法

Simple Usability

シームレスな操作性で簡単に操作

高速な処理時間


15-20 min.

高速・高効率な切削能力

チェアサイドマシン

Compact Size

690(W) x 439(H) x 557(D)



ドイツJäger社製スピンドル採用



製品仕様

(単位：mm)


寸法：690 (W) x 439 (H) x 557 (D)
重さ：60kg
スピンドル本数：2本
スピンドル回転数：Max.60,000rpm
加工タイプ：グラインディングウェット

関連製品

(単位：mm)

スピンドル出力：Max.60,000rpm
ミリングバー：2本
電源：100～240V, 50/60Hz
動作音：60dB (動作時)
CAMソフト：D+CAM
装着可能なブロックサイズ：10～40mm

寸法図



PRICE

標準価格：4,950,000 円
(税込 5,445,000円)

無償保証：1年



販売名：レイMill C / 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 届出番号：13B2X10322RD0010

Ray Japan TEL. 03-5829-9935

東京本社 〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-6 PMO浜松町II 2F
大阪CSセンター 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-11 第2喜己ビル701
福岡CSセンター 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2-2-5 Storefront 702
札幌CSセンター 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西12丁目1-27 レゾ札幌1階A2



【公式HP】
お問合せ
その他製品情報は
こちらから。
www.raymedical.com